*2020年6月改訂

*5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液

日本標準商品分類番号 8 7 3 3 1 9

処方箋医薬品注

ソリューゲン®G注

処力箋医薬品部プリリューケン。「日子	*		200mL袋 300mL袋 500mL瓶 500mL袋
サ 法: 室温保存	·	承認番号	20300AMZ00331
使用期限: 容器、外箱に表示 SOLYUGEN G INJ.	*	薬価収載	2011年11月 1997年7月 1992年7月 2020年6月
注)注意 — 医師等の処方箋により使用すること	*	販売開始	2011年11月 1997年7月 1992年7月 2020年6月
	1111111111		

*【組成・性状】

*1. 組成

	容 量	200mL	300mL	500mL
有効成分	ブドウ糖	10.0 g	15.0 g	25.0 g
	塩化ナトリウム	1.2 g	1.8 g	3.0 g
	塩化カリウム	0.06g	0.09g	0.15g
	塩化カルシウム水和物	0.04g	0.06g	0.10g
	酢酸ナトリウム水和物	0.76g	1.14g	1.90g
添加物	pH調整剤		適量	

*○電解質濃度(mEq/L)

		_		
Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Cl-	СН3СОО-
130	4	3	109	28

熱量
100kcal/500mL

*2. 製剤の性状

性 状	無色~微黄色澄明の液
pH	4.0~6.5
浸透圧比	1.8~2.1(生理食塩液に対する比)

【効能又は効果】

循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補 給・補正、代謝性アシドーシスの補正、エネルギーの補給。

【用法及び用量】

通常成人、1回500~1,000mLを点滴静注する。投与速度 は通常成人ブドウ糖として1時間あたり0.5g/kg体重以 下とする。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。

*【使用上の注意】

*1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 腎疾患に基づく腎不全のある患者[酸塩基平衡の 異常、電解質異常が起こることがある。]
- (2)心不全のある患者[体液量の過剰により心負荷を 起こすことがある。]
- (3) 高張性脱水症の患者「細胞内、組織間液が増加し、 浮腫を起こすことがある。]
- (4) 閉塞性尿路疾患により尿量が減少している患者 [体液量が過剰となることがある。]
- (5)糖尿病の患者

*2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確とな る調査を実施していない。

大量・急速投与:脳浮腫、肺水腫、末梢の浮腫(頻 度不明)があらわれることがある。

*3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量 する等注意すること。

*4. 適用上の注意

調製時:

- (1)本剤はカルシウムを含有するため、クエン酸加 血液と混合すると凝血を起こすおそれがあるの で注意すること。
- (2)リン酸イオン及び炭酸イオンと沈殿を生じるの で、リン酸又は炭酸を含む製剤と配合しないこ

*【取扱い上の注意】

- (1)通気針は不要。
- (2)連結管による連続投与は行わないこと。連続投与を行う場 合には、Y型タイプのセットを使用すること。
- (3)内容液の漏出又は混濁などが認められた場合は使用しない こと。
- (4)オーバーシール(ゴム栓部の汚染防止のためのシール)が 万一はがれているときは使用しないこと。
- (5)ゴム栓への針刺は、ゴム栓面に垂直に、ゆっくりと行うこ と。斜めに刺すと、ゴム片(コア)が薬液中に混入したり、 ポート部を傷つけて液漏れを起こすおそれがある。
- (6) 容器の目盛はおよその目安として使用すること。

*安定性試験

最終包装製品を用いた相対加速試験(40℃、相対湿度75%、 3ヶ月)の結果、ソリューゲンG注は通常の市場流通下にお いて3年間安定であることが推測された。1)

*【包 装】

200mL×20袋(FC)

500mL×20袋 (FC)

200mL×30袋 (プラスチック製バッグ入)

300mL×20袋 (プラスチック製バッグ入)

500mL×20瓶 (プラスチック製ボトル入)

FC(フレキシブルコンテナー): 輸液用のポリエチレン製ソフ トバッグ

**【主要文献及び文献請求先】

**</r> ** 主要文献〉

1) ネオクリティケア製薬 社内資料:安定性試験(2016)

******〈文献請求先〉

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。 ネオクリティケア製薬株式会社 学術情報フリーダイヤル 〒112-0006 東京都文京区小日向 4-2-8

TEL 0120-265-321

FAX 03-5840-5145

神奈川県厚木市旭町四丁目 18番 29号